

TRAUMA

Placas Miembro Inferior

Cofepris

OVERFIX®

Fémur

## Placa Para Cuello Femoral

**Indicación:** Fractura de cuello del fémur.

Se coloca con tornillos canulados bloqueados Ø 6,5 mm.

Rosca total o parcial. En la rama se colocan tornillos bloqueados Ø 5,0 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios
10742-005	Placa para Fémur. Fractura de cuello femoral Izquierda	5
10742-105	Placa para Fémur. Fractura de cuello femoral Derecha	5