

TRAUMA

Placas Miembro Inferior

OVERFIX®

Cofepris

Sacro

Placa para Sacro Ilíaco "Tipo Mariposa"

Indicación: Inmovilización del sacro ilíaco dañado.
Se coloca con tornillos bloqueados de Ø 3,5 mm. y tornillos corticales de Ø 3,5 mm.



OVERFIX®

Disponible en Titanio.

Código	Descripción	Orificios
10746	Placa para Sacro Ilíaco "Tipo Mariposa"	6