

TRAUMA

Clavos

OVERFIX®

Cofepris

Tibia

Clavo con Orificios Multidireccionados | Serie Profesional

Indicación: Utilizado para fracturas en la diáfisis, metáfisis, platillo y pilon tibial. Opción de cinco cerrojos proximales y cuatro distales. Utiliza tres cerrojos esponjosos y dos bloqueados para la parte proximal. Cuatro cerrojos bloqueados para la parte más distal.



OVERFIX®

Disponible sólo en Titanio.

Código	Descripción	Diámetros (mm)	Largo (mm)
10617	Clavo para Tibia con Orificios Multidirec. (Professional X Series)	8,4 9 10	255 270 285 300 315 330 345 360 375
10626	Cerrojo Rosca Completa	4,5	24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
10627	Cerrojo Esponjoso	4,8	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
10629	Tapón Cierre (Estándar)		
10628	Tapón Cierre (Extra Largo)		5 10 15