




Indicación

Displasia del escafoide tarsiano que se produce en la infancia y se manifiesta en la edad adulta. El astrágalo se encuentra lateralizado y en varo, de forma que comprime en el sentido anteroposterior la porción externa del escafoides.

Descripción


- Su diseño de fusion multi-articular facilita la reconstrucción de los arcos del pie.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.



Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



Placas



| COD | DESCRIPCIÓN | LADO | ORIFICIOS |
|-----------|------------------------------|------|-----------|
| 10810-011 | Placa Bloqueada Müller-Weiss | Izq | 11 |
| 10810-111 | Placa Bloqueada Müller-Weiss | Der | 11 |
| 10810-013 | Placa Bloqueada Müller-Weiss | Izq | 13 |
| 10810-113 | Placa Bloqueada Müller-Weiss | Der | 13 |