

# CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR ESTANDAR

## INDICACIÓN:

Fracturas por debajo del subtrocanter y 50 mm por encima del supracondileo femoral.

Utiliza cuatro cerrojos bloqueados.

Dos Ø 4,0 mm no roscados y dos Ø 5,0 mm rosca total.



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mm)
10601	Clavo Intramedular para Fémur	9   10   11   12	320   340   360   380   400   420
10622	Perno Bloqueado No Roscado	4,0	20   25   30   35   40   45   50   55   60   65 70   75   80   85   90   95
10622	Perno de Bloqueo Roscado	5,0	50   55   60   65   70   75   80   85