

PLACA PARA TIBIA DISTAL LATERAL

INDICACIÓN:

Fractura Distal Lateral Tibial.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm, tornillos esponjosos Ø 4,0 mm. y tornillos corticales Ø 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10737-005	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	5	81
10737-007	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	7	107
10737-009	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	9	133
10737-011	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	11	159
10737-013	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	13	185
10737-105	Placa para Tibia Distal Lateral DER	5	81
10737-107	Placa para Tibia Distal Lateral DER	7	107
10737-109	Placa para Tibia Distal Lateral DER	9	133
10737-111	Placa para Tibia Distal Lateral DER	11	159
10737-113	Placa para Tibia Distal Lateral DER	13	185