

PLACA PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL TIPO "PALO DE GOLF"

INDICACIÓN:

Fractura Lateral de platillo Tibial.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10723-005	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	5	145
10723-007	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	7	185
10723-009	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	9	225
10723-011	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	11	265
10723-013	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	13	305
10723-105	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	5	145
10723-107	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	7	185
10723-109	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	9	225
10723-111	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	11	265
10723-113	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	13	305