

PLACA PARA HÚMERO LATERAL DISTAL I

INDICACIÓN:

Fractura distal de húmero o supradondllar de húmero.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,7 mm en la cabeza de la placa.

En la rama se colocan tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y tornillos corticales Ø 3,5 mm. También tornillos esponjosos Ø 4,0 mm.



● Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.

● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponibile en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10719-003	Placa para Húmero Distal Lateral IZQ I	3	64
10719-103	Placa para Húmero Distal Lateral DER I	3	64
10719-005	Placa para Húmero Distal Lateral IZQ I	5	90
10719-105	Placa para Húmero Distal Lateral DER I	5	90
10719-007	Placa para Húmero Distal Lateral IZQ I	7	116
10719-107	Placa para Húmero Distal Lateral DER I	7	116
10719-009	Placa para Húmero Distal Lateral IZQ I	9	142
10719-109	Placa para Húmero Distal Lateral DER I	9	142
10719-011	Placa para Húmero Distal Lateral IZQ I	11	168
10719-111	Placa para Húmero Distal Lateral DER I	11	168
10719-013	Placa para Húmero Distal Lateral IZQ I	13	194
10719-113	Placa para Húmero Distal Lateral DER I	13	194