

PLACA PARA HÚMERO LATERAL DISTAL II

INDICACIÓN:

Fractura distal de húmero o supradondilar de húmero.

Se colocan con tornillos bloqueados \varnothing 2,7 mm, tornillos esponjosos \varnothing 4,0 mm y tornillos corticales \varnothing 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado \varnothing 2,7 mm.

● Tornillo bloqueado \varnothing 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10719-203	Placa para Húmero Lateral Distal II IZQ	3	61
10719-303	Placa para Húmero Lateral Distal II DER	3	61
10719-205	Placa para Húmero Lateral Distal II IZQ	5	87
10719-305	Placa para Húmero Lateral Distal II DER	5	87
10719-207	Placa para Húmero Lateral Distal II IZQ	7	113
10719-307	Placa para Húmero Lateral Distal II DER	7	113
10719-209	Placa para Húmero Lateral Distal II IZQ	9	139
10719-309	Placa para Húmero Lateral Distal II DER	9	139
10719-211	Placa para Húmero Lateral Distal II IZQ	11	165
10719-311	Placa para Húmero Lateral Distal II DER	11	165
10719-213	Placa para Húmero Lateral Distal II IZQ	13	191
10719-313	Placa para Húmero Lateral Distal II DER	13	191