

PLACA PARA RADIO PROXIMAL

INDICACIÓN:

Fracturas extrarticulares e intrarticulares del radio proximal y fracturas multifragmentadas del cuello del radio.

Utiliza tornillos Ø 3,5 mm.



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30713-003	Placa para Radio Proximal IZQ	3	47,5
30713-103	Placa para Radio Proximal DER	3	47,5
30713-004	Placa para Radio Proximal IZQ	4	57
30713-104	Placa para Radio Proximal DER	4	57
30713-005	Placa para Radio Proximal IZQ	5	66,5
30713-105	Placa para Radio Proximal DER	5	66,5
30713-006	Placa para Radio Proximal IZQ	6	76
30713-106	Placa para Radio Proximal DER	6	76