

PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL YAP

INDICACIÓN:

Fractura posterior distal de la tibia.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm. para la cabeza de la placa y tornillos corticales de Ø 3,5 mm para la rama.



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10725-403	Placa Bloqueada para Tibia Distal YAP Izquierda	3	41
10725-503	Placa Bloqueada para Tibia Distal YAP Derecha	3	41
10725-405	Placa Bloqueada para Tibia Distal YAP Izquierda	5	65
10725-505	Placa Bloqueada para Tibia Distal YAP Derecha	5	65
10725-407	Placa Bloqueada para Tibia Distal YAP Izquierda	7	89
10725-507	Placa Bloqueada para Tibia Distal YAP Derecha	7	89
10725-409	Placa Bloqueada para Tibia Distal YAP Izquierda	9	113
10725-509	Placa Bloqueada para Tibia Distal YAP Derecha	9	113