

AK-AC-I-TP

Copa Acetabular con Liner



AK
MEDICAL

CE 2292



CARACTERÍSTICAS

Copa de aleación de titanio forjado y liner UHMWPE. Revestimiento poroso de Plasma Spray de titanio.

El mecanismo de seguridad cónico asegura una fijación durable.

El diseño de pared posterior elevada a 10° previene la luxación de manera efectiva.

3 orificios en la copa permiten una fijación secundaria con tornillos.

AK-AC-I-TP Copa Acetabular con Liner

DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	COMPATIBILIDAD DEL LINER CON LA CABEZA FEMORAL
AK-AC-I-TP Copa Acetabular con Liner English: AK-AC-I-TP Acetabular Cup with Liner Material: Aleación de Ti / UHMWPE Recubrimiento de la Superficie: Spray de Plasma de Ti	42/22	1300-2242	42	22
	44/22	1300-2244	44	
	46/22	1300-2246	46	
	48/28	1300-2848	49	28
	50/28	1300-2850	51	
	52/28	1300-2852	53	
	54/28	1300-2854	55	
	56/28	1300-2856	57	
	58/28	1300-2858	59	
	60/28	1300-2860	61	32
	62/28	1300-2862	63	
	52/32	1300-52DZ	53	
	54/32	1300-54DZ	55	
	56/32	1300-56DZ	57	
	58/32	1300-58DZ	59	
	60/32	1300-60DZ	61	
62/32	1300-62DZ	63		