

TORNILLOS

Fijación Acetabular



CARACTERÍSTICAS

Elaborado de Aleación de Ti y Rosca Esponjosa.

Cabeza hexagonal.

Tornillos de Fijación para Copa Acetabular

| DESCRIPCIÓN | REF | CÓDIGO | LONGITUD (mm) | DIÁMETRO (mm) |
|---|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Tornillo de Fijación para Copa Acetabular English: Acetabular Cup Screw Material: Aleación de Ti | 15mm | 1300-2015 | 15 | 6.5 |
| | 20mm | 1300-2020 | 20 | 6.5 |
| | 25mm | 1300-2025 | 25 | 6.5 |
| | 30mm | 1300-2030 | 30 | 6.5 |
| | 35mm | 1300-2035 | 35 | 6.5 |
| | 40mm | 1300-2040 | 40 | 6.5 |
| | 45mm | 1300-2045 | 45 | 6.5 |
| | 50mm | 1300-2050 | 50 | 6.5 |
| | 55mm | 1300-2055 | 55 | 6.5 |
| | 60mm | 1300-2060 | 60 | 6.5 |
| | 65mm | 1300-2065 | 65 | 6.5 |
| 70mm | 1300-2070 | 70 | 6.5 | |