

AK-CP


Copa Acetabular Cementada



CARACTERÍSTICAS

Material UHMWPE.

El diseño de pared alta de 10 grados previene la dislocación durante el movimiento.



AK-CP Copa Acetabular Cementada

DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	DIÁMETRO (D) (mm)	COMPATIBILIDAD CON CABEZA FEMORAL
AK-CP Copa Acetabular English: AK-CP Acetabular Cup Material: UHMWPE	44/28	1300-1044	44	28
	46/28	1300-1046	46	
	48/28	1300-1048	48	
	50/28	1300-1050	50	
	52/28	1300-1052	52	
	54/28	1300-1054	54	
	56/28	1300-1056	56	
	58/28	1300-1058	58	