

bioadvance

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

MOLDES ESPACIADORES PARA CADERA Y RODILLA

CEMENTO ÓSEO KIT DE APLICACIÓN



**AK
MEDICAL**

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

G21

STRENGTH FOR LIFE

CE 2292

MOLDES ESPACIADORES DE CEMENTO

CADERA y RODILLA

Los espaciadores para cadera y rodilla AK Medical mantienen el espacio articular y permiten la movilidad del paciente, estabiliza o tensa los tejidos blandos y reduce la pérdida ósea entre etapas, facilitando la reimplantación durante un procedimiento de revisión.

Los moldes espaciadores de cemento son desechables, estériles, hechos de silicona de grado médico y pueden ser rellenados con cemento óseo inyectado por un dispensador o vertiendo el cemento preparado en el molde. Se puede elegir el cemento G21 que se va a usar en el molde.

MOLDE ESPACIADOR DE PRÓTESIS DE CADERA

Descripción	REF	Código REF	Diámetro
Molde espaciador de Prótesis de Cadera AK English: AK Hip Joint Spacer Mold Material: Medical Silicon Rubber	44#	5904-0044	44 mm
	48#	5904-0048	48 mm
	52#	5904-0052	52 mm

MOLDES ESPACIADORES DE PRÓTESIS DE RODILLA

Descripción	REF	Código REF	Tamaño
Molde Espaciador de Prótesis de Rodilla AK (Componentes Femorales y Tibiales) English: AK Knee Joint Spacer Mold Material: Medical Silicon Rubber	S	5901-0002	CHICO
	M	5901-0003	MEDIANO
	L	5901-0004	GRANDE

Tamaño Espaciador de Rodilla	Medida Fémur Lat/Med	Referencia	Medida Tibia Lat/Med	Referencia
S	60mm	#2	65 mm	Inserto amarillo
M	65 mm	#3	70 mm	Inserto verde
L	70 mm	#4	75 mm	Inserto azul

CEMENTO ÓSEO G21

CADERA y RODILLA

Los cementos óseos radiopacos de base acrílica G21 minimizan la incidencia de factores como las condiciones ambientales y los métodos de preparación, que juegan un papel decisivo en la determinación de las propiedades mecánicas después de la aplicación, poniendo en riesgo el éxito y fiabilidad a largo plazo de un implante protésico.

Los cementos óseos G21 reproducen el rendimiento y las propiedades químicas / físicas sin compromiso en la fijación y revisión de prótesis articulares de cadera y rodilla.

CEMENTO ÓSEO DE BAJA VISCOSIDAD CON ANTIBIÓTICO G3A

La consistencia y el tiempo de trabajo de los cementos óseos radiopacos estériles G3A son especialmente adecuados para la cementación de prótesis de cadera y para trabajar en articulaciones medianas / pequeñas.

El G3A es ideal para usar con dispositivos de mezcla e inyección.

Disponible con antibiótico (gentamicina).



KIT DE APLICACIÓN DE CEMENTO ÓSEO CADERA y RODILLA



Los mangos de cemento óseo ensamblables están fabricados en plástico y son desechables. El sistema de dispositivos puede reducir las posibilidades de contaminación microbiana del cemento óseo; también reducen la liberación de vapores de monómeros al medio ambiente; optimizan la mezcla del cemento y posibilitan la obtención de cemento de alta y baja viscosidad.

COMPONENTES DEL KIT MEZCLADOR DE CEMENTO ÓSEO



Jeringa y aplicador para cemento
(ensamblable en pistola aplicadora)

Embudo



Recipiente de mezclado



Espátula

Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cuentan con registros sanitarios y cumplen las certificaciones de calidad vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



USA
1001 N Federal Hwy
S. 355, Hallandale Beach
FL 33009
+1786 375 3968
bioadvanceusa.com

CDMX
Amores 1322
Colonia del Valle Centro
CP 03100, CDMX
+52 55 5925 5323
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe
Zapopan, Jalisco
+52 33 1656 4268
bioadvance.com.mx

ARGENTINA
Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, B1642
Buenos Aires
+54 11 4765 5995
bioadvance.com.ar

BOLIVIA
Calle Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050
bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE
Av. Alonso de Cordova 5870
Of. 1711, 7560885
Santiago de Chile
+56 9 8493 9874
bioadvance.cl



bioadvance

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

MÉXICO

bioadvance.com.mx

ARGENTINA

bioadvance.com.ar

BOLIVIA

bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE

chile.bioadvanceusa.com