

TRAUMA

Clavos

Cofepris

OVERFIX®

Fémur

Estándar y Reconstrucción “Serie Profesional”

Indicación: Clavo Estándar utilizado para fracturas en la diáfisis femoral y para reconstrucción femoral.

Utiliza cuatro cerrojos. Dos cerrojos autocompresivos cefálicos “Gamma III”. Y dos cerrojos distales bloqueados.



OVERFIX®

Disponible sólo en Titanio.

Código	Descripción	Diámetros (mm)	Largo (mm)	Observaciones
10630	Clavo Femur Proximal Estándar Gamma III (Professional X Series)	9.5 10 11	180 200 220 240	
10630	Clavo Femur Proximal de Reconst. Gamma III (Professional X Series)	9.5	320 340 360 380 400 420	Izq./Der.
10630	Clavo Femur Proximal de Reconst. Gamma III (Professional X Series)	10 11	320 340 360 380 400 420 440	Izq./Der.
10624	Cerrojos Rosca Total	5	26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 64 68 72 74 76 78 80 85 90 95 100	
10633	Torn. Cefálico Autocompresivo Gamma III	6,4	65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115	
10631	Tapón de Cierre Estándar		5 10 15 20	
10632	Tapón de Cierre (Extra Largos)			

Heriberto Frias 1104-301
Colonia del Valle, CP 03100
CDMX

bioadvance
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 1 5925 5323
info@bioadvance.com.mx
bioadvance.com.mx