

CLAVO INTRAMEDULAR SUPRACONDILEO FEMORAL

INDICACIÓN:

Clavo de fémur retrógrado para fractura intercondilar.

Utiliza cuatro cerrojos bloqueados.

En Ø 4 mm no roscados y en Ø 5 mm rosca total.



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mm)
10604	Clavo Intramedular Supracondileo Femoral	9 10 11 12	180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380
10622	Perno Bloqueado No Roscado	4,0	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
10622	Perno de Bloqueo Roscado	5,0	50 55 60 65 70 75 80 85