

**OVERFIX<sup>®</sup>**

*SPINE*

**INSTRUMENTAL**

Placa Cervical Anterior

**CanAccess**



**bioadvance**


*DISPOSITIVOS MÉDICOS*

**P. N**  
211039000

**Name**  
Anterior Cervical Plating System CanACCESS<sup>™</sup>

**P. N**  
211031000  
211032000

**Name**  
Instruments Tray  
Implants Tray




P. N	Name	Quantity
212040012	Depth Gauge	1
211030001	Drill Guide, Fixed-Angle	1
211030002	Drill Guide, Variable-Angle	1
211030003	Cervical Plate Bender	1
211030004	Drill, Tap and screw Guide	1
211030005	Screw head Cleaning	1
211030006	Screwdriver	2
211030007	Quick Coupling Handle	1
211030008	Awl	1
211030009	Temporary Fixation Pin	4
211030010	Holding sleeve	1
211030011	Adjustable Cervical Distractor	1
211030012	2.5mm Drill Bit, Head length 14mm	1
211030013	2.5mm Drill Bit, Head length 16mm	1
211030014	2.5mm Drill Bit, Head length 18mm	1
211030015	Extraction Screwdriver	1
211030016	Distraction Pin	2
211030017	Screwdriver for Distraction Pin	1


212040012 Depth Gauge




211030001 Drill Guide, Fixed-Angle




211030002 Drill Guide, Variable-Angle




211030003 Cervical Plate Bender




211030004 Drill, Tap and Screw Guide



211030005 Screw Head Cleaning



211030006 Screwdriver



211030007 Quick Coupling Handle




211030008 Awl



211030009 Temporary Fixation Pin




211030010 Holding Sleeve



Placa Cervical Anterior **CanAccess**


211030011 Adjustable Cervical Distractor




211030012 2.5mm Drill Bit, Head length 14mm



211030013 2.5mm Drill Bit, Head length 16mm




211030014 2.5mm Drill Bit, Head length 18mm



211030015 Extraction screwdriver



211030016 Distraction Pin



211030017 Screwdriver for Distraction Pin





### Implants

Anterior Cervical Plating System CanACCESS™

Anterior Cervical Plate J503



Hole	Length	P.N	Material
4	23	231311230	Titanium
	25	231311250	Titanium
	27	231311270	Titanium
	29	231311290	Titanium
	31	231311310	Titanium
	33	231311330	Titanium
	35	231311350	Titanium

Hole	Length	P.N	Material
6	37	231312370	Titanium
	39	231312390	Titanium
	41	231312410	Titanium
	43	231312430	Titanium
	45	231312450	Titanium
	47	231312470	Titanium
	49	231312490	Titanium
	51	231312510	Titanium
	53	231312530	Titanium
	55	231312550	Titanium



Hole	Length	P.N	Material
8	54	231313540	Titanium
	57	231313570	Titanium
	60	231313600	Titanium
	63	231313630	Titanium
	66	231313660	Titanium
	69	231313690	Titanium
	72	231313720	Titanium
	75	231313750	Titanium
	78	231313780	Titanium

Anterior Cervical Plating System CanACCESS™  
Variable-angle Screw, self-drilling J503




Diameter	Length	P.N	Material
φ 4.0	12	231322112	Titanium
	13	231322113	Titanium
	14	231322114	Titanium
	15	231322115	Titanium
	16	231322116	Titanium
	17	231322117	Titanium
	18	231322118	Titanium

Anterior Cervical Plating System CanACCESS™  
Variable-angle Screw, self-drilling J503



Diameter	Length	P.N	Material
φ 4.5	12	231323112	Titanium
	13	231323113	Titanium
	14	231323114	Titanium
	15	231323115	Titanium
	16	231323116	Titanium
	17	231323117	Titanium
	18	231323118	Titanium



Anterior Cervical Plating System CanACCESS™  
Fixed-angle Screw, self-drilling J503



Diameter	Length	P.N	Material
φ 4.0	12	231322312	Titanium
	13	231322313	Titanium
	14	231322314	Titanium
	15	231322315	Titanium
	16	231322316	Titanium
	17	231322317	Titanium
	18	231322318	Titanium

Anterior Cervical Plating System CanACCESS™  
Fixed-angle Screw, self-drilling J503



Diameter	Length	P.N	Material
φ 4.5	12	231323312	Titanium
	13	231323313	Titanium
	14	231323314	Titanium
	15	231323315	Titanium
	16	231323316	Titanium
	17	231323317	Titanium
	18	231323318	Titanium



Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



USA  
1001 N Federal Hwy  
S. 355, Hallandale Beach  
FL 33009  
+1786 375 3968  
bioadvanceusa.com

CDMX  
Amores 1322  
Colonia del Valle Centro  
CP 03100, CDMX  
+52 55 5925 5323  
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA  
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3  
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe  
Zapopan, Jalisco  
+52 33 1656 4268  
bioadvance.com.mx

ARGENTINA  
Cnel. Cetz 336, Piso 2  
Martínez, B1642  
Buenos Aires  
+54 11 4765 5995  
bioadvance.com.ar

BOLIVIA  
Calle Pedro Rodríguez 3830  
Santa Cruz de la Sierra  
Bolivia  
+59 1 7048 5050  
bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE  
Av. Alonso de Cordova 5870  
Of. 1711, 7560885  
Santiago de Chile  
+56 9 8493 9874  
chile.bioadvanceusa.com





**OVERFIX**<sup>®</sup>  
— SPINE —



**bioadvance**  
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

**MÉXICO**

[bioadvance.com.mx](http://bioadvance.com.mx)

**ARGENTINA**

[bioadvance.com.ar](http://bioadvance.com.ar)

**BOLIVIA**

[bolivia.bioadvanceusa.com](http://bolivia.bioadvanceusa.com)

**CHILE**

[chile.bioadvanceusa.com](http://chile.bioadvanceusa.com)

