

Caja de Fusión Intersomática Lumbar

Las cajas intersomáticas constituyen implantes de gran utilidad entre las diversas opciones quirúrgicas lumbares por sus buenos resultados médicos, por eliminar la necesidad de auto-injertos y por su excelente compatibilidad con la Resonancia Magnética Nuclear.

CARACTERÍSTICAS

DIENTES PIRAMIDALES

Aportan resistencia ante el desplazamiento

PUNTA AUTODISTRACTORA

Facilita la inserción

GUÍAS EN LA SUPERFICIE


Permiten ubicar y hacer girar el cage hasta la posición deseada

VENTANA AXIAL

Admite autoinjerto óseo o sustituto para hacer posible la fusión vertebral a través del cage

BIOCOMPATIBILIDAD

Excelente osteointegración



CILINDRO DE CONEXIÓN

Permite un mecanismo de giro en combinación con el aplicador

MARCADORES RADIOOPACOS


Permiten la visualización radiológica de la posición del implante

Los pins de Ø 1.4 mm están situados a unos 2.0 mm del borde anterior del implante



MATERIAL DEL IMPLANTE

Disponible en **PEEK** con marcadores radiopacos en aleación de tantalio



Caja de Fusión Intersomática Lumbar


INDICACIONES

- Enfermedades degenerativas del disco
- Inestabilidades espinales
- Revisión del síndrome post-discectomía
- Pseudoartrosis o espondilodesis fallida
- Espondilolistesis degenerativa
- Espondilolistesis ístmica

CONTRAINDICACIONES

- Fracturas del cuerpo vertebral
- Tumores espinales
- Inestabilidades espinales mayores
- Deformidades espinales primarias
- Osteoporosis

OVERFIX TLIF CAGE



CÓDIGO

MEDIDA

MATERIAL

507041140	7x10x28	PEEK
507042140	8x10x28	PEEK
507043140	9x10x28	PEEK
507044140	10x10x28	PEEK
507045140	11x10x28	PEEK
507046140	12x10x28	PEEK
507047140	13x10x28	PEEK
507049140	15x10x28	PEEK
507051140	17x10x28	PEEK
507041250	7x12x31	PEEK
507042250	8x12x31	PEEK
507043250	9x12x31	PEEK
507044250	10x12x31	PEEK
507045250	11x12x31	PEEK
507046250	12x12x31	PEEK
507047250	13x12x31	PEEK
507049250	15x12x31	PEEK
507051250	17x12x31	PEEK