


PLACA BLOQUEADA TS PARA TIBIA DISTAL YAP

INDICACIÓN:

Fractura distal anterior de la tibia.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm. para la cabeza de la placa y tornillos corticales de Ø 3,5 mm para la rama.



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10725-203	Placa Bloqueada para TS Tibia Distal Lateral (YAP) Izquierda	3	94
10725-303	Placa Bloqueada para TS Tibia Distal Lateral (YAP) Derecha	3	94
10725-205	Placa Bloqueada para TS Tibia Distal Lateral (YAP) Izquierda	5	120
10725-305	Placa Bloqueada para TS Tibia Distal Lateral (YAP) Derecha	5	120
10725-207	Placa Bloqueada para TS Tibia Distal Lateral (YAP) Izquierda	7	146
10725-307	Placa Bloqueada para TS Tibia Distal Lateral (YAP) Derecha	7	146
10725-209	Placa Bloqueada para TS Tibia Distal Lateral (YAP) Derecha	9	172
10725-309	Placa Bloqueada para TS Tibia Distal Lateral (YAP) Izquierda	9	172