

# PLACA DE FUSIÓN LISFRANC OVERFIX®



## Indicación

Se produce en la articulación tarsometatarsiana (también denominada, Lisfranc). La lesión tiene un carácter de mayor severidad debido al compromiso total o parcial que puede tener el ligamento de Lisfranc, lo cual produce una gran inestabilidad a nivel de la articulación.

## Descripción


- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.



## Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



## Placas



COD	DESCRIPCIÓN	LADO	ORIFICIOS
10809-009	Placa Bloqueada para Fusión Lisfranc	Izq	9
10809-109	Placa Bloqueada para Fusión Lisfranc	Der	9
10809-011	Placa Bloqueada para Fusión Lisfranc	Izq	11
10809-111	Placa Bloqueada para Fusión Lisfranc	Der	11