

# PLACA DE FUSIÓN METATARSO FALÁNGICA I

# OVERFIX®



## Indicación

Deformaciones de la primera articulación metatarsofalángica (Hallux Rigidus).

Fracturas, pseudoartrosis y reimplantes del primer metatarsiano, especialmente en caso de hueso osteopénico.

## Descripción


- Placas anatómicamente diseñada con ángulo de 9° de dorsiflexión y 11° de extensión.
- Después de realizar la osteotomía no hay necesidad de moldear la placa ya que el diseño es anatómico.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.



## Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



## Placas



	COD	DESCRIPCIÓN	LADO	TAMAÑO	ORIFICIOS
	10801-005	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I	Izq	Pequeña	5
	10801-205	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I	Izq	Mediana	5
	10801-006	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I	Izq	Larga	6
	10801-105	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I	Der	Pequeña	5
	10801-305	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I	Der	Mediana	5
	10801-106	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I	Der	Larga	6