

PLACA PARA CLAVÍCULA EN S

INDICACIÓN:

Fractura de clavícula.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm, tornillos corticales Ø 3,5 mm, tornillos esponjosos Ø 4,0 mm.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10732-006	Placa para Clavícula en S IZQ II	6	88
10732-106	Placa para Clavícula en S DER II	6	88
10732-008	Placa para Clavícula en S IZQ II	8	114
10732-108	Placa para Clavícula en S DER II	8	114
10732-010	Placa para Clavícula en S IZQ II	10	137
10732-110	Placa para Clavícula en S DER II	10	137