

PLACA PARA CLAVÍCULA PARA EXTREMIDAD ACROMIAL

INDICACIÓN:

Fractura del extremo acromial de clavícula.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,7 mm en la cabeza de la placa. En la rama se colocan tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y y tornillos corticales Ø 3,5 mm. También tornillos esponjosos Ø 4,0 mm.



● Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.

● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10733-003	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial IZQ	3	61
10733-103	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial DER	3	61
10733-004	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial IZQ	4	74
10733-104	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial DER	4	74
10733-005	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial IZQ	5	87
10733-105	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial DER	5	87
10733-006	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial IZQ	6	100
10733-106	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial DER	6	100
10733-007	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial IZQ	7	113
10733-107	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial DER	7	113
10733-008	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial IZQ	8	126
10733-108	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial DER	8	126