


PLACA PARA FÉMUR PROXIMAL LATERAL I

INDICACIÓN:

Fractura Proximal Femoral.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm. y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10721-005	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	5	136
10721-007	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	7	172
10721-009	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	9	208
10721-011	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	11	244
10721-013	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	13	280
10721-105	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	5	136
10721-107	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	7	172
10721-109	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	9	208
10721-111	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	11	244
10721-113	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	13	280