

# PLACA PARA OSTEOTOMÍA CUBOIDE

# OVERFIX®



## Descripción


- La placa posee un orificio que brinda espacio para la colocación injerto óseo. Facilita el proceso de la oseointegración.
- Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.8 mm).
- Facilita la realización rápida de ejercicios funcionales.
- El diseño anatómico facilita la reducción luego de la osteotomía.



## Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



## Placa

	COD	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS
	10805-005	Placa Bloqueada para Osteotomía del Cuboides	5