

PLACA PARA PERONÉ DISTAL

INDICACIÓN:

Fractura Distal de Peroné.

Se coloca con tornillos bloqueados \varnothing 3,5 mm. y tornillos corticales 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado \varnothing 3,5 mm.

Disponibles en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10740-005	Placa para Peroné Distal	5	110
10740-007	Placa para Peroné Distal	7	136
10740-009	Placa para Peroné Distal	9	162
10740-011	Placa para Peroné Distal	11	188
10740-013	Placa para Peroné Distal	13	214