

TRAUMA

Placas Miembro Inferior

Cofepris


OVERFIX®

Tibia

Placa para Tibia Proximal Medial (Platillo Tibial)

Indicación: Fractura medial de platillo tibial.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10726-003	Placa en T para Tibia Proximal Medial (Platillo Tibial)	3	68
10726-004	Placa en T para Tibia Proximal Medial (Platillo Tibial)	4	84
10726-005	Placa en T para Tibia Proximal Medial (Platillo Tibial)	5	100
10726-006	Placa en T para Tibia Proximal Medial (Platillo Tibial)	6	116
10726-007	Placa en T para Tibia Proximal Medial (Platillo Tibial)	7	132
10726-008	Placa en T para Tibia Proximal Medial (Platillo Tibial)	8	148

Heriberto Frias 1104-301
Colonia del Valle, CP 03100
CDMX

bioadvance
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 1 5925 5323
info@bioadvance.com.mx
bioadvance.com.mx