

OVERFIX[®]

— SPINE —

Sistema
Transpedicular
VALEN



REGISTRO SANITARIO 2478C2018SSA

bioadvance

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —



Sistema Transpedicular

CARACTERÍSTICAS



Diseño de doble rosca que proporciona una buena fuerza de sujeción en el hueso

Corona cóncava para mejor agarre axial de la barra

Rosca para hueso cortical

Rosca para hueso esponjoso

Rango de torque 9-10.5Nm

Angulación +30°

Barra

Tuercas de Bloqueo

Crosslink Multiaxial

Ganchos Pediculares



Tornillo Monoaxial

Tornillo Poliaxial

Tornillo Monoaxial de Reducción

Tornillo Poliaxial de Reducción

4.5mm

5.0mm

5.5mm

6.0mm

6.5mm

7.0mm

7.5mm