

# ACCESORIOS

## Cadera Cementada



### CARACTERÍSTICAS

Los moldes espaciadores de cemento son desechables, estériles, hechos de silicona de grado médico. Están destinados a ser rellenos con cemento óseo ya sea inyectado por un dispensador / pistola, o vertiendo el cemento preparado en el molde.

Mantiene el espacio articular y permite la movilidad del paciente. Estabiliza o tensa los tejidos blandos y reduce la pérdida ósea entre etapas, lo que facilita la reimplantación más fácil durante un procedimiento de segunda etapa.



#### Molde Espaciador de Prótesis de Cadera

DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	DIÁMETRO
Molde espaciador de Prótesis de Cadera AK English: AK Hip Joint Spacer Mold Material: Medical Silicon Rubber	44#	5904-0044	44 mm
	48#	5904-0048	48 mm
	52#	5904-0052	52 mm

#### Centralizador Universal



DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (mm)	DIÁMETRO EXTERNO (mm)
Centralizador Universal English: Centralizer Material: UHMWPE	Universal	1100-C	8	10.5

#### Restrictor Universal / Tapón Medular



DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (mm)	DIÁMETRO EXTERNO (mm)
Restrictor Universal Tapón Medular English: Restrictor Material: UHMWPE	Universal	1100-P	3	9