

CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR GAMMA III

INDICACIÓN:

Fracturas intertrocantéricas femorales.

Utiliza dos tornillos cefálicos Gamma Ø 7,0 mm y en la parte más distal del clavo, utiliza dos cerrojos bloqueados, no roscados Ø 5,0 mm.



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mm)
10603	Clavo Gamma Para Fracturas Intertrocantéricas	9 10 11 12	240
10622	Cerrojo Bloqueado	5,0	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
10621	Cerrojo Cefálico Gamma I	7,0	50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110