

PLACA PARA RADIO DISTAL VOLAR CON GUÍAS RÁPIDAS DVR

TITANIO GRADO 5



● Tornillo bloqueado ø 2,4 mm.

● Tornillo bloqueado ø 2,5 mm.

● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10709-003	Placa para Radio Distal Volar IZQ	3	52
10709-103	Placa para Radio Distal Volar DER	3	52
10709-004	Placa para Radio Distal Volar IZQ	4	60
10709-104	Placa para Radio Distal Volar DER	4	60
10709-005	Placa para Radio Distal Volar IZQ	5	68
10709-105	Placa para Radio Distal Volar DER	5	68
10709-007	Placa para Radio Distal Volar IZQ	7	90
10709-107	Placa para Radio Distal Volar DER	7	90