

PLACA PARA FÉMUR PROXIMAL LATERAL II

INDICACIÓN:

Fractura Proximal Femoral.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm. y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10716-005	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	5	136
10716-007	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	7	172
10716-009	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	9	208
10716-011	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	11	244
10716-013	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	13	280
10716-105	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	5	136
10716-107	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	7	172
10716-109	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	9	208
10716-111	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	11	244
10716-113	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	13	280