

PLACA PARA FÉMUR PROXIMAL DHS 135°

INDICACIÓN:

Fractura del cuello del fémur.

Se coloca un tornillo cefálico y tornillos bloqueados Ø 5,0 mm.



● Tornillo bloqueado Ø 5,0 mm. ● Tornillo bloq. canulado Ø 6,5 mm.

Disponibile en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10747-004	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	4	83
10747-005	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	5	101
10747-006	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	6	119
10747-008	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	8	155
10747-010	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	10	191
10747-012	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	12	227