

# TORNILLOS PARA PLACAS DE MIEMBRO INFERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mm)
10751 - (112-160)	Tornillo Bloqueado   Rosca Total	3,5	12 a 42 (Aumenta en 2 mm)
10751 - (112-160)	Tornillo Bloqueado   Rosca Total	3,5	45 a 60 (Aumenta en 5 mm)
10755 - (114-150)	Tornillo Bloqueado   Rosca Total	5,0	14 ~ 50 (Aumenta en 2 mm)
10757 - (055-110)	Tornillo Bloqueado   Rosca Total	5,0	55 ~ 110 (Aumenta en 5 mm)
10756 - (060-120)	Tornillo Bloqueado Canulado   Rosca Total	6,5	60 ~ 120 (Aumenta en 5 mm)
10760 - (060-120)	Tornillo Bloqueado Canulado   Rosca Parcial	6,5	60 ~ 120 (Aumenta en 5 mm)
10751 - 210	Espaciador Bloqueado	7,0	4 mm
10755 - 215	Espaciador Bloqueado	7,0	5 mm
10503 - (010-050)	Tornillo Cortical	3,5	10 a 50 (Aumenta en 2 mm)
10508 - (020-060)	Tornillo Cortical	4,5	20 ~ 60 (Aumenta en 2 mm)
10524 - (030-080)	Tornillo Esponjoso Rosca Total	6,5	30 ~ 80 (Aumenta en 5 mm)
10526 - (030-095)	Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 16 mm	6,5	30 ~ 95 (Aumenta en 5 mm)
10528 - (045-095)	Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 32 mm	6,5	45 ~ 95 (Aumenta en 5 mm)
10532 - (030-060)	Tornillo Canulado   Rosca Parcial	4,5	30 ~ 60 (Aumenta en 2 mm)
10534 - (060-110)	Tornillo Canulado   Rosca Parcial 18 mm	7,3	60 ~ 110 (Aumenta en 5 mm)
10533 - (060-110)	Tornillo Canulado   Rosca Parcial 32 mm	7,3	60 ~ 110 (Aumenta en 5 mm)
10403 - (050-110)	Tornillo Cefálico DHS / DCS		50 ~ 110 (Aumenta en 5 mm)

