

PLACA PARA CLAVÍCULA TIPO GANCHO

INDICACIÓN:

Fractura del extremo acromial de clavícula o luxación de articulación acromioclavicular.

En la rama se colocan tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y y tornillos corticales Ø 3,5 mm. También tornillos esponjosos Ø 4,0 mm.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)	ESPESOR (mm)
10734-004	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	4	63,5	12
10734-104	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	4	63,5	12
10734-204	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	4	63,5	15
10734-304	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	4	63,5	15
10734-404	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	4	63,5	18
10734-504	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	4	63,5	18
10734-005	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	5	79	12
10734-105	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	5	79	12
10734-205	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	5	79	15
10734-305	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	5	79	15
10734-405	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	5	79	18
10734-505	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	5	79	18
10734-006	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	6	94,5	12
10734-106	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	6	94,5	12
10734-206	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	6	94,5	15
10734-306	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	6	94,5	15
10734-406	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	6	94,5	18
10734-506	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	6	94,5	18
10734-007	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	7	110	12
10734-107	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	7	110	12
10734-207	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	7	110	15
10734-307	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	7	110	15
10734-407	Placa para Clavícula tipo Gancho IZQ	7	110	18
10734-507	Placa para Clavícula tipo Gancho DER	7	110	18