

# PLACA PARA OLÉCRANON

## INDICACIÓN:

Fractura de Olécranon.

Placa anatómica premoldeada, en seis distintas medidas con distintos largos.

La cabeza de la placa o su parte más proximal, posee un perfil más delgado que la rama o su parte más distal. La angulación de los tornillos permiten una perfecta reducción de la fractura. Utiliza tornillos Ø 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30717-103	Placa para Olécranon IZQ	3	107
30717-203	Placa para Olécranon DER	3	107
30717-105	Placa para Olécranon IZQ	5	137
30717-205	Placa para Olécranon DER	5	137
30717-107	Placa para Olécranon IZQ	7	163
30717-207	Placa para Olécranon DER	7	163
30717-109	Placa para Olécranon IZQ	9	188
30717-209	Placa para Olécranon DER	9	188
30717-111	Placa para Olécranon IZQ	11	214
30717-211	Placa para Olécranon DER	11	214
30717-113	Placa para Olécranon IZQ	13	240
30717-213	Placa para Olécranon DER	13	240