

PLACA PARA RADIO Y CÚBITO 1/3 TUBO

INDICACIÓN:

Fracturas mediales de radio y cúbito.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y tornillos corticales Ø 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponibile en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10701-005	Placa Para Radio y Cúbito	5	69
10701-006	Placa Para Radio y Cúbito	6	82
10701-007	Placa Para Radio y Cúbito	7	95
10701-008	Placa Para Radio y Cúbito	8	108
10701-009	Placa Para Radio y Cúbito	9	121
10701-010	Placa Para Radio y Cúbito	10	134
10701-011	Placa Para Radio y Cúbito	11	147
10701-012	Placa Para Radio y Cúbito	12	160