

## TORNILLOS MIEMBRO SUPERIOR



### TORNILLOS PARA PLACAS DE MIEMBRO SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DIÁMETRO (mm)	LARGO (mm)
10750 - (010-060)	Tornillo Bloqueado	Rosca Total	2,7	10 a 40 (Aumenta en 2 mm.)
				45 a 60 (Aumenta en 5 mm.)
10751 - (112-160)	Tornillo Bloqueado	Rosca Total	3,5	12 a 42 (Aumenta en 2 mm.)
				45 a 60 (Aumenta en 5 mm.)
10503 - (010-050)	Tornillo Cortical		3,5	10 a 50 (Aumenta en 2 mm.)
10520 - (014-060)	Tornillo Esponjoso	Rosca Total	4,0	14 a 60 (Aumenta en 2 mm.)
10521 - (014-060)	Tornillo Esponjoso	Rosca Parcial	4,0	14 a 60 (Aumenta en 2 mm.)

### TORNILLOS PARA PLACAS DE RADIO DISTAL DVR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DIÁMETRO (mm)	LARGO (mm)
10753 - (210-230)	Tornillo Cortical	Rosca Total	2,5	10 a 30 (Aumenta en 2 mm.)
10753 - (110-130)	Tornillo Bloqueado	Rosca Parcial	2,5	10 a 30 (Aumenta en 2 mm.)
10753 - (310-330)	Tornillo Bloqueado	Rosca Total	2,5	10 a 30 (Aumenta en 2 mm.)
10758 - (010-030)	Pin Bloqueado		2,5	10 a 30 (Aumenta en 2 mm.)

### TORNILLOS PARA PLACAS DE RADIO DISTAL VA (ANGULACION VARIABLE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DIÁMETRO (mm)	LARGO (mm)
30765 - (012-040)	Tornillo Bloqueado		2,4	12 a 40 (Aumenta en 2 mm.)
30552 - (012-040)	Tornillo Cortical		2,4	12 a 40 (Aumenta en 2 mm.)