



Cervical Cage

CAJA DE FUSIÓN
INTERSOMÁTICA
CERVICAL ANTERIOR

OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —



Caja de Fusión Intersomática Cervical Anterior (4T)

Las cajas intersomáticas constituyen implantes de gran utilidad entre las diversas opciones quirúrgicas lumbares por sus buenos resultados médicos, por eliminar la necesidad de auto-injertos y por su excelente compatibilidad con la Resonancia Magnética Nuclear.

CARACTERÍSTICAS



DIENTES AUTOESTÁTICOS

Más estabilidad y resistencia ante desplazamientos






VENTANA AXIAL

Importante área de injerto óseo que permite una mayor tasa de fusión



FORMA ANATÓMICA

Sin extracción de hueso
Detención natural en uncus durante la impactación




INDICACIONES

Indicado para procedimientos en pacientes esqueléticamente maduros con enfermedad de disco cervical en un nivel desde el disco C2-C3 al disco C7-T1. La enfermedad del disco cervical se define como radiculopatía intratable y/o mielopatía con hernia discal y/o formación de osteofitos en las placas posteriores vertebrales que producen una raíz nerviosa sintomática y/o compresión de la médula espinal confirmada por estudios radiográficos.

Caja de Fusión Intersomática Cervical Anterior (4T)

MATERIAL

- Implante radiotransparente
- Polímero PEEK versión de grado médico de excelente biocompatibilidad
- Resistencia similar al hueso que contribuye a la carga compartida
- Marcador de tantalio radiopaco



CAGE CERVICAL (4T)



CÓDIGO	MEDIDA	MATERIAL
507079290	4x17.5x13.5mm	PEEK
71500005	5x17.5x13.5mm	PEEK
71500006	6x17.5x13.5mm	PEEK
71500007	7x17.5x13.5mm	PEEK
71500008	8x17.5x13.5mm	PEEK
71500009	9x17.5x13.5mm	PEEK
71500010	10x17.5x13.5mm	PEEK
71500011	11x17.5x13.5mm	PEEK

TORNILLOS DE BLOQUEO



CÓDIGO	MEDIDA
51563012	12mm
51563014	14mm
51563016	16mm
51563018	18mm

Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



USA
1001 N Federal Hwy
S. 355, Hallandale Beach
FL 33009
+1786 375 3968
bioadvanceusa.com

CDMX
Amores 1322
Colonia del Valle Centro
CP 03100, CDMX
+52 55 5925 5323
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe
Zapopan, Jalisco
+52 33 1656 4268
bioadvance.com.mx

ARGENTINA
Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, B1642
Buenos Aires
+54 11 4765 5995
bioadvance.com.ar

BOLIVIA
Calle Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050
bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE
Av. Alonso de Cordova 5870
Of. 1711, 7560885
Santiago de Chile
+56 9 8493 9874
chile.bioadvanceusa.com



OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

MÉXICO

bioadvance.com.mx

ARGENTINA

bioadvance.com.ar

BOLIVIA

bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE

chile.bioadvanceusa.com