




VALEN

SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR


OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —



Fijación Transpedicular

CARACTERÍSTICAS



4.5mm

5.0mm

5.5mm

6.0mm

6.5mm

7.0mm

7.5mm

Fijación Transpedicular



CROSSLINK MULTIAXIAL

Permite conectar las barras entre sí en múltiples direcciones y longitudes variables.



BARRA

Geometría ovalada que mejora el rendimiento en relación a los planos de fuerza biomecánicos clave en la estabilización lumbar: corte, compresión, flexión y torsión.



TUERCAS DE FIJACIÓN

Tecnología de rosca inversa que impide el aflojamiento de la tuerca. Disponible con cabeza «break-off»



GANCHOS PEDICULARES

Relieve plano que reduce la interferencia con las partes blandas. Disponibles para aplicaciones dorsales y lumbares.



PEDICULAR



DE HOJA
ANCHA



DE HOJA
ESTRECHA



SUPRALAMINAR
TORÁCICO



ANGULADO
TORÁCICO



INFRALAMINAR
TORÁCICO



CUERPO
AMPLIADO



DESPLAZADO

TORNILLOS PEDICULARES POLIAXIALES



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø4.5	232516135	35mm
ø4.5	232516140	40mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø5.0	232516235	35mm
ø5.0	232516240	40mm
ø5.0	232516245	45mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø5.5	232516335	35mm
ø5.5	232516340	40mm
ø5.5	232516345	45mm
ø5.5	232516350	50mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø6.0	232516435	35mm
ø6.0	232516440	40mm
ø6.0	232516445	45mm
ø6.0	232516450	50mm
ø6.0	232516455	55mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø6.5	232516535	35mm
ø6.5	232516540	40mm
ø6.5	232516545	45mm
ø6.5	232516550	50mm
ø6.5	232516555	55mm
ø6.5	232516560	60mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø7.0	232516635	35mm
ø7.0	232516640	40mm
ø7.0	232516645	45mm
ø7.0	232516650	50mm
ø7.0	232516655	55mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø7.5	232516735	35mm
ø7.5	232516740	40mm
ø7.5	232516745	45mm
ø7.5	232516750	50mm
ø7.5	232516755	55mm



TORNILLOS PEDICULARES POLIAXIALES DE REDUCCIÓN



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø4.5	232512135	35mm
ø4.5	232512140	40mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø5.0	232512235	35mm
ø5.0	232512240	40mm
ø5.0	232512245	45mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø5.5	232512335	35mm
ø5.5	232512340	40mm
ø5.5	232512345	45mm
ø5.5	232512350	50mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø6.0	232512435	35mm
ø6.0	232512440	40mm
ø6.0	232512445	45mm
ø6.0	232512450	50mm
ø6.0	232512455	55mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø6.5	232512535	35mm
ø6.5	232512540	40mm
ø6.5	232512545	45mm
ø6.5	232512550	50mm
ø6.5	232512555	55mm
ø6.5	232512560	60mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø7.0	232512635	35mm
ø7.0	232512640	40mm
ø7.0	232512645	45mm
ø7.0	232512650	50mm
ø7.0	232512655	55mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø7.5	232512735	35mm
ø7.5	232512740	40mm
ø7.5	232512745	45mm
ø7.5	232512750	50mm
ø7.5	232512755	55mm



TORNILLOS PEDICULARES MONAXIALES



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
----------	--------	----------

ø4.5	232515135	35mm
ø4.5	232515140	40mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
----------	--------	----------

ø5.0	232515235	35mm
ø5.0	232515240	40mm
ø5.0	232515245	45mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
----------	--------	----------

ø5.5	232515335	35mm
ø5.5	232515340	40mm
ø5.5	232515345	45mm
ø5.5	232515350	50mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
----------	--------	----------

ø6.0	232515435	35mm
ø6.0	232515440	40mm
ø6.0	232515445	45mm
ø6.0	232515450	50mm
ø6.0	232515455	55mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
----------	--------	----------

ø6.5	232515535	35mm
ø6.5	232515540	40mm
ø6.5	232515545	45mm
ø6.5	232515550	50mm
ø6.5	232515555	55mm
ø6.5	232515560	60mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
----------	--------	----------

ø7.0	232515635	35mm
ø7.0	232515640	40mm
ø7.0	232515645	45mm
ø7.0	232515650	50mm
ø7.0	232515655	55mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
----------	--------	----------

ø7.5	232515735	35mm
ø7.5	232515740	40mm
ø7.5	232515745	45mm
ø7.5	232515750	50mm
ø7.5	232515755	55mm



TORNILLOS PEDICULARES MONOAXIALES DE REDUCCIÓN



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø4.5	232511135	35mm
ø4.5	232511140	40mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø5.0	232511235	35mm
ø5.0	232511240	40mm
ø5.0	232511245	45mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø5.5	232511335	35mm
ø5.5	232511340	40mm
ø5.5	232511345	45mm
ø5.5	232511350	50mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø6.0	232511435	35mm
ø6.0	232511440	40mm
ø6.0	232511445	45mm
ø6.0	232511450	50mm
ø6.0	232511455	55mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø6.5	232511535	35mm
ø6.5	232511540	40mm
ø6.5	232511545	45mm
ø6.5	232511550	50mm
ø6.5	232511555	55mm
ø6.5	232511560	60mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø7.0	232511635	35mm
ø7.0	232511640	40mm
ø7.0	232511645	45mm
ø7.0	232511650	50mm
ø7.0	232511655	55mm



DIÁMETRO	CÓDIGO	LONGITUD
ø7.5	232511735	35mm
ø7.5	232511740	40mm
ø7.5	232511745	45mm
ø7.5	232511750	50mm
ø7.5	232511755	55mm



BARRA	DIÁMETRO	CÓDIGO	MEDIDA
-------	----------	--------	--------



ø5.5	232519204	40mm
ø5.5	232519205	50mm
ø5.5	232519206	60mm
ø5.5	232519207	70mm
ø5.5	232519208	80mm
ø5.5	232519209	90mm
ø5.5	232519210	100mm
ø5.5	232519211	110mm
ø5.5	232519212	120mm
ø5.5	232519213	130mm
ø5.5	232519214	140mm
ø5.5	232519215	150mm
ø5.5	232519220	200mm
ø5.5	232519225	250mm
ø5.5	232519230	300mm

CROSSLINK MULTIAXIAL	CÓDIGO	MEDIDA
----------------------	--------	--------




232520732	32-40mm
232520742	42-48mm
232520750	50-65mm

TUERCA DE FIJACIÓN	CÓDIGO
--------------------	--------



232522801



Break-off **232522800**

GANCHOS PEDICULARES

	TIPO	CÓDIGO	MEDIDA	LADO
	Pedicular	232510101	S	
		232510102	M	
		232510103	L	
	De hoja ancha	232510201	S	
		232510202	M	
		232510203	L	
	De hoja estrecha	232510301	S	
		232510302	M	
		232510303	L	
	Supralaminar torácico	232510401	S	
		232510402	M	
		232510403	L	
	Infralaminar torácico	232510501	S	
		232510502	M	
		232510511	L	
	Cuerpo ampliado	232510601	S	
		232510602	M	
		232510603	L	
	Angulado torácico	232510701		IZQ
		232510702		DER
	Desplazado	232510801		DER
		232510802		IZQ

Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



USA
1001 N Federal Hwy
S. 355, Hallandale Beach
FL 33009
+1786 375 3968
bioadvanceusa.com

CDMX
Amores 1322
Colonia del Valle Centro
CP 03100, CDMX
+52 55 5925 5323
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe
Zapopan, Jalisco
+52 33 1656 4268
bioadvance.com.mx

ARGENTINA
Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, B1642
Buenos Aires
+54 11 4765 5995
bioadvance.com.ar

BOLIVIA
Calle Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050
bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE
Av. Alonso de Cordova 5870
Of. 1711, 7560885
Santiago de Chile
+56 9 8493 9874
chile.bioadvanceusa.com



OVERFIX[®]

— SPINE —

bioadvance

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

MÉXICO

bioadvance.com.mx

ARGENTINA

bioadvance.com.ar

BOLIVIA

bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE

chile.bioadvanceusa.com