

PLACA ANTERIOR PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN DE TOBILLO / ARTRODESIS DE TOBILLO



OVERFIX®

Descripción

- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (2.0 mm).
- Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.



Tornillos

3.5 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.

Placas

	COD	DESCRIPCIÓN	LADO	ORIFICIOS
	10814-003	Placa Bloqueada para Articulación Anterior de Tobillo	Izq	3
	10814-004	Placa Bloqueada para Articulación Anterior de Tobillo	Izq	4
	10814-103	Placa Bloqueada para Articulación Anterior de Tobillo	Der	3
	10814-104	Placa Bloqueada para Articulación Anterior de Tobillo	Der	4