


# PLACA PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN TALONAVICULAR **OVERFIX**<sup>®</sup>



## Descripción


- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Su diseño anatómico permite la perfecta adaptación al hueso.




## Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



## Placas

	COD	DESCRIPCIÓN	LADO	ORIFICIOS
	10811-005	Placa Bloqueada para Articulación Talonavicular	Izq	5
	10811-105	Placa Bloqueada para Articulación Talonavicular	Der	5