


# PLACA PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN TARSO-METATARSIANA (TMT) 2-3 CUNEIFORME DORSAL



## Descripción


- Disponible para fusión de las articulaciones tarsometatarsianas 2 y 3.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.




## Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



## Placa

	COD	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS
	10806-004	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc)	4