

# PLACA DE FUSIÓN METATARSO FALÁNGICO II

# OVERFIX®



## Indicación

Deformaciones de la primera articulación metatarsofalángica (Hallux Rigidus).

Fracturas, pseudoartrosis y reimplantes del primer metatarsiano, especialmente en caso de hueso osteopénico.

## Descripción


- Diseñada con ángulo de 9° de dorsiflexión y 11° de extensión.
- Después de realizar la osteotomía no hay necesidad de moldear la placa ya que el diseño es anatómico.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.



## Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



## Placas



COD	DESCRIPCIÓN	LADO	TAMAÑO	ORIFICIOS
10802-004	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica II	Izq	Pequeña	4
10802-005	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica II	Izq	Larga	5
10802-104	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica II	Der	Pequeña	4
10802-105	Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica II	Der	Larga	5