

bioadvance

DISPOSITIVOS MÉDICOS



A3

Sistema de Rodilla Primaria



**AK
MEDICAL**

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

A3

Sistema de Rodilla Primaria



Características

- El Sistema de Rodilla A3 proporciona una apropiada superficie articular y un seguimiento adecuado de la rótula, así como la libertad de rotación para alcanzar una flexión profunda de la rodilla hasta 145 grados.
- 12 tamaños femorales y 13 tamaños tibiales proporcionan la mejor combinación de ajuste.
- El diseño de la curvatura garantiza que todos los tamaños de insertos tibiales y cóndilo femorales sean compatibles entre sí.
- Surco profundo y extendido de la patela para mejorar el seguimiento de la rótula.
- Mecanismo con perno de bloqueo que impide los aflojamientos.

** Consultar disponibilidad según país o región*





A3 Sistema de Rodilla Primaria



A3 Cóndilo Femoral

Co-Cr-Mo


DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	DIÁMETRO Ax B (mm)	
A3 Cóndilo Femoral English: A3 Femoral Condylar Lado Izquierdo	LS1#	6916-1401	50 x 45	
	LS2#	6916-1402	53 x 49	
	L1#	6916-1410	56 x 52	
	L1.5#	6916-1415	59 x 54	
	L2#	6916-1420	62 x 57	
	L2.5#	6916-1425	64 x 59	
	L3#	6916-1430	67 x 61	
	L3.5#	6916-1435	69 x 64	
	L4#	6916-1440	72 x 66	
	L5#	6916-1450	74 x 68	
	L6#	6916-1460	79 x 72	
	L7#	6916-1470	84 x 76	
	A3 Cóndilo Femoral English: A3 Femoral Condylar Lado Derecho	RS1#	6916-1301	50 x 45
		RS2#	6916-1302	53 x 49
R1#		6916-1310	56 x 52	
R1.5#		6916-1315	59 x 54	
R2#		6916-1320	62 x 57	
R2.5#		6916-1325	64 x 59	
R3#		6916-1330	67 x 61	
R3.5#		6916-1335	69 x 64	
R4#		6916-1340	72 x 66	
R5#		6916-1350	74 x 68	
R6#		6916-1360	79 x 72	
R7#		6916-1370	84 x 76	



A3 Bandeja Tibial Fija

Co-Cr-Mo

DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	DIÁMETRO Ax B (mm)	ALTO C (mm)
A3 Bandeja Tibial Fija English: A3 Fixed Tibial Tray	S	7107-0001	54 x 36	35
	A	7107-0002	59 x 38	40
	B	7107-0003	63 x 41	40
	B+	7107-0013	65 x 42	40
	C	7107-0004	67 x 43	40
	C+	7107-0014	69 x 45	40
	D	7107-0005	71 x 46	40
	D+	7107-0015	73 x 47	40
	E	7107-0006	75 x 48	40
	F	7107-0007	79 x 51	40
	G	7107-0008	83 x 53	40
	H	7107-0009	87 x 56	40
L	7107-0010	91 x 58	40	





A3 Clip de Bloqueo

ALEACIÓN DE TITANIO

REF	CÓDIGO	A	B
S	7802-0001	45.5	18.5
M	7802-0002	49	20

A3 Sistema de Rodilla Primaria



A3 PS Inserto Tibial

UHMWPE

REF	CÓDIGO	DIÁMETRO AxB (mm)	ANCHO D (mm)	ALTO C (mm)	ESPESOR (mm)	BANDEJA TIBIAL
SA#8mm	7222-1008	54 x 35	16	26	6	S, A
SA#10mm	7222-1010	54 x 35	16	28	8	
SA#12mm	7222-1012	54 x 35	16	30	10	
SA#14mm	7222-1014	54 x 35	16	32	12	
SA#16mm	7222-1016	54 x 35	16	34	14	
BC#8mm	7222-1508	63 x 40	16	26	6	B, B+, C, C+
BC#10mm	7222-1510	63 x 40	16	28	8	
BC#12mm	7222-1512	63 x 40	16	30	10	
BC#14mm	7222-1514	63 x 40	16	32	12	
BC#16mm	7222-1516	63 x 40	16	34	14	
DE#8mm	7222-2008	71 x 45	16	26	6	D, D+, E
DE#10mm	7222-2010	71 x 45	16	28	8	
DE#12mm	7222-2012	71 x 45	16	30	10	
DE#14mm	7222-2014	71 x 45	16	32	12	
DE#16mm	7222-2016	71 x 45	16	34	14	
FG#8mm	7222-2508	79 x 50	16	26	6	F, G
FG#10mm	7222-2510	79 x 50	16	28	8	
FG#12mm	7222-2512	79 x 50	16	30	10	
FG#14mm	7222-2514	79 x 50	16	32	12	
FG#16mm	7222-2516	79 x 50	16	34	14	
HL#8mm	7222-3008	87 x 55	16	26	6	H, L
HL#10mm	7222-3010	87 x 55	16	28	8	
HL#12mm	7222-3012	87 x 55	16	30	10	
HL#14mm	7222-3014	87 x 55	16	32	12	
HL#16mm	7222-3016	87 x 55	16	34	14	

A3 PS Plus Inserto Tibial

UHMWPE


REF	CÓDIGO	DIÁMETRO AxB (mm)	ANCHO D (mm)	ALTO C (mm)	ESPESOR (mm)	BANDEJA TIBIAL
SA#8mm	7223-1008	54 x 35	16.5	26	6	S, A
SA#10mm	7223-1010	54 x 35	16.5	28	8	
SA#12mm	7223-1012	54 x 35	16.5	30	10	
SA#14mm	7223-1014	54 x 35	16.5	32	12	
SA#16mm	7223-1016	54 x 35	16.5	34	14	
BC#8mm	7223-1508	63 x 40	16.5	26	6	B, B+, C, C+
BC#10mm	7223-1510	63 x 40	16.5	28	8	
BC#12mm	7223-1512	63 x 40	16.5	30	10	
BC#14mm	7223-1514	63 x 40	16.5	32	12	
BC#16mm	7223-1516	63 x 40	16.5	34	14	
DE#8mm	7223-2008	71 x 45	16.5	26	6	D, D+, E
DE#10mm	7223-2010	71 x 45	16.5	28	8	
DE#12mm	7223-2012	71 x 45	16.5	30	10	
DE#14mm	7223-2014	71 x 45	16.5	32	12	
DE#16mm	7223-2016	71 x 45	16.5	34	14	
FG#8mm	7223-2508	79 x 50	16.5	26	6	F, G
FG#10mm	7223-2510	79 x 50	16.5	28	8	
FG#12mm	7223-2512	79 x 50	16.5	30	10	
FG#14mm	7223-2514	79 x 50	16.5	32	12	
FG#16mm	7223-2516	79 x 50	16.5	34	14	
HL#8mm	7223-3008	87 x 55	16.5	26	6	H, L
HL#10mm	7223-3010	87 x 55	16.5	28	8	
HL#12mm	7223-3012	87 x 55	16.5	30	10	
HL#14mm	7223-3014	87 x 55	16.5	32	12	
HL#16mm	7223-3016	87 x 55	16.5	34	14	




A3 Patela

UHMWPE

REF	CÓDIGO	DIÁMETRO A (mm)	ESPESOR E (mm)
S	7307-1701	27	7
M	7107-1702	31	8
L	7107-1703	34	9





BIOADVANCE

Con más de 11 años dedicados al servicio de la salud, ofrecemos las gamas más completas de prótesis, implantes e instrumentales para traumatología, neurocirugía y artroscopía. Nos destacamos por nuestro servicio, dispositivos de calidad y costos competitivos a nivel global.

Nuestros productos cumplen con los más altos estándares internacionales de acuerdo a las certificaciones y registros sanitarios vigentes. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización de nuestros dispositivos. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Chile y Argentina, prestamos soluciones médicas a toda Latinoamérica. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



bioadvance

— *DISPOSITIVOS MÉDICOS* —

CDMX
Calle Torres Adalid No. 1971
Colonia Narvarte Poniente
Benito Juárez
CP 03020, CDMX

GUADALAJARA
Av. Prol. A. López Mateos Sur 1710
PB9 int 20, Colonia Santa Isabel
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
CP. 45645, Guadalajara

CONTACTO
CDMX: +52 55 5925 5323
GDL: + 52 1 55 4950 7692
info@bioadvance.com.mx
📍 📞 📧 bioadvancemed

bioadvance.com.mx